


ENVILIFE

CB-5HP

Hot Plate Generasi Baru



Fitur

- Hot plate berbahan aluminium atau grafit dengan suhu permukaan yang merata
- Pemanasan cepat dan merata
- Tampilan digital yang menunjukkan suhu hot plate dengan jelas

SPESIFIKASI

• Waktu kerja	Kontinu
• Suhu maksimum	320°C
• Struktur	
• Cangkang luar	Pelat besi las dengan permukaan finishing spray
• Hot Plate	Aluminum tensile
• Daya Pemanas	800W
• Kontrol	
• Metode pengaturan	Skala
• Timer	Skala
• Sensor suhu:	Tipe K
• Akurasi suhu	±10%
• Keseragaman suhu pelat	±15%
• Specification	
• Ukuran luar (P×L×T)	340×370×220 mm
• Ukuran kemasan (P×L×T)	520×380×250 mm
• Ukuran pelat	300×300 mm
• Beban maksimum pelat	20Kg
• Catu daya (50/60Hz)	220V
• Berat bersih/kotor	9 /10 Kg