

SBH130D/3

BLOK PEMANAS DIGITAL 3 BLOK

Pemanas blok tiga ini memiliki pemanasan dan kontrol presisi yang sama seperti model dua blok, tetapi dengan kapasitas 50% lebih besar berkat tambahan blok ketiga. Stabilitas dan keseragaman suhu yang sangat baik dijaga melalui kontrol elektronik yang sensitif.

Semua pemanas tiga blok dari Stuart® kompatibel dengan Stuart® Sample Concentrator, untuk mempercepat konsentrasi sampel. Dirancang khusus untuk pemanasan tabung reaksi, tabung mikro sentrifus, kuvet, dan pelat mikrotiter. Layar LED yang terang dan mudah dibaca memudahkan pengaturan suhu yang diinginkan dan pemantauan suhu aktual secara akurat. Dapat memanaskan hingga 100°C dalam waktu kurang dari 12 menit. Tersedia model tiga blok yang lebih besar untuk aplikasi throughput tinggi seperti C.O.D. Dilengkapi dengan alat pengambil blok, namun blok aluminium dijual terpisah.



FITUR - FITUR

- Kapasitas ekstra untuk tiga blok
- Pilihan suhu maksimum: 130°C atau 200°C
- Pengaturan dan tampilan digital
- Suhu yang stabil dan merata

SPESIFIKASI

• Deskripsi	Pemanas blok, 3 blok, digital
• Rentang Suhu	Pemanas blok, 3 blok, digital
• Stabilitas Suhu pada 37°C	± 0.1°C
• Keseragaman Suhu dalam Blok pada 37°C	± 0.1°C
• Keseragaman Suhu dalam Blok pada 130°C	± 1°C
• Resolusi Tampilan	0.1°C
• Dimensi (L x P x T)	310mm x 280mm x 115mm
• Berat Bersih (tanpa blok)	3.2 kg
• Daya Pemanas	450W
• Catu Daya Listrik	230V, 50-60Hz