

BIOBASE

BIOBASE BKC-TH16

TABLE TOP HIGH SPEED CENTRIFUGE

Karakteristik Produk

- Layar LCD menampilkan parameter yang diatur dan parameter aktual, termasuk nilai RCF
- Motor brushless dengan teknologi frekuensi variabel
- Ruang sentrifugasi (chamber) berbahan stainless steel.
- Sistem pengunci pintu motor mekatronik yang senyap
- Dapat menyimpan hingga 20 program/prosedur operasi



Lembar Data Produk

Spesifikasi

Kapasitas Maksimum	6 x 50ml
Kecepatan Maksimum	16500rpm
Gaya Sentrifugal Maksimum (RCF)	18780×g
Rentang Waktu	0~99h59min
Tingkat Kebisingan	≤65dB
Konsumsi Daya	350W
Catu Daya	AC110/220V, 50/60Hz
Dimensi Alat (P × L × T)	500 x 440 x 330mm
Dimensi Kemasan (P × L × T)	750 x 640 x 530mm
Berat Bersih / Berat Kotor	30kg / 50kg

HIGH SPEED CENTRIFUGE