

# Biobase SH05-3G

## Hotplate Magnetic Stirrer



### PENDAHULUAN

Hotplate Magnetic Stirrer adalah alat serbaguna dan andal yang dirancang untuk pemanasan serta pengadukan presisi di lingkungan laboratorium. Perangkat canggih ini menggabungkan konstruksi yang kokoh dengan fitur inovatif untuk memastikan performa optimal dan daya tahan yang tinggi, sehingga menjadi perlengkapan penting di setiap laboratorium.

### SPESIFIKASI

Ukuran Plat Kerja	φ175mm
Material Plat Kerja	Stainless steel
Kapasitas Pengadukan Maksimal	10L
Jenis Motor	Motor DC brushless
Motor Output	15W
Rentang Kecepatan	0~1500rpm
Tampilan Digital	Kecepatan, suhu, waktu
Kontrol	Tombol
Daya Pemanas	800W
Rentang Suhu Pemanasan	RT~250°C
Akurasi Suhu	±1°C
Rentang Waktu	1~250 menit
Catu Daya	AC220V, 50Hz
Dimensi Eksternal (P × L × T)	330 × 190 × 130 mm
Dimensi Kemasan (P × L × T)	430 × 330 × 230 mm
Berat Kotor	7 kg