

Bante MS400



Ikhtisar Produk

Pengaduk magnetik pelat panas dengan waktu pengadukan yang dapat diatur, serta suhu pemanasan maksimum hingga 400°C.

Fitur Produk

- Pengaduk magnetik pelat panas berkinerja tinggi dilengkapi dengan probe suhu.
- Layar LCD besar menampilkan timer, suhu, dan status operasi dengan jelas.
- Kontrol kecepatan menggunakan tombol tekan membantu mencegah cairan panas melukai operator.
- Suhu pemanasan, waktu pengadukan, dan kecepatan dapat diatur.
- Menjaga suhu konstan secara otomatis melalui sensor yang terhubung.
- Kalibrasi offset 1 titik memastikan kontrol suhu yang akurat.



SPESIFIKASI

Volume pengadukan	0 hingga 2000 mL
Kecepatan pengadukan	0 hingga 1250 rpm
Daya pemanas	450W
Suhu maksimum pelat pemanas	400°C
Rentang timer	0 hingga 999 menit
Ukuran pelat atas	135 (P) × 135 (L) mm
Material	Stainless steel
Layar	Custom LCD (95×35mm)
Daya	AC 220V/50Hz
Suhu lingkungan	< 50°C
Dimensi	230 (P) × 180 (L) × 120 (T) mm
Berat	2.2kg

ACCESSORIES

Probe suhu TP-100P
Batang pengaduk
Sekring

OPTIONAL ACCESSORIES

Probe suhu TP-100P	Bodi stainless steel ukuran 120 (P) × 3 (Diameter) mm
Material batang pengaduk	PTEF, ukuran 30(L) × 7(Ø) mm