

# ENVILIFE

## CB-2AMS

### Peralatan pengaduk magnetik dengan pemanas



#### FITUR

- Daya pemanas dan kecepatan pengadukan dapat diatur secara stepless
- Dilengkapi dudukan termometer, batang stainless steel, dan stir bar yang dapat disesuaikan

#### SPESIFIKASI

• Function	
• Volume Maksimum	-
• Kecepatan	-
• Waktu Kerja	Kontinu
• Putaran Minimum	-
• Suhu Maksimum	380°C
• Struktur	
• Eksterior	Aluminium cor, permukaan spray coating
• Ukuran Plate	120×120 mm
• Mode Penggerak	-
• Daya Motor	-
• Daya Pemanas	0.18 kW
• Stir bar	-
• Kontrol	
• Operasi Kontinu	Ya
• Mode Pengaturan	Skala
• Mode Tampilan Kecepatan	-
• Timer	Tidak
• Fungsi Operasi	Tidak
• Sensor Suhu	Tidak
• Spesifikasi	
• Ukuran Eksterior (W × L × H)	200×120×90 mm
• Ukuran Kemasan (W × L × H)	250×180×120 mm
• Beban Plate	120×120 mm
• Beban Plate	3Kg
• Catu Daya (50/60Hz)	110V or 220V
• Berat Bersih/Kotor	1.9/3 kg