

# ENVILIFE

## ENVILIFE CB-2CMS

### Magnetic Mixing Equipment with Heating

#### KARAKTERISTIK

- Daya pemanas dan kecepatan pengadukan dapat diatur secara bertahap (stepless)
- Dilengkapi rak termometer yang dapat disesuaikan, batang stainless steel, dan stir bar
- Pelat keramik



MAGNETIC STIRRER

#### SPESIFIKASI

• Fungsi	
• Volume Maksimum	2000 ml
• Kecepatan	100~2000 rpm
• Waktu Kerja	Kontinu
• Putaran Minimum	100 rpm
• Suhu Maksimum	380°C
• Struktur	
• Eksterior	Aluminium cor, permukaan spray coating
• Material dan Ukuran Plate	Keramik, 120×120 mm
• Mode Penggerak	Motor
• Daya Motor	10 W
• Daya Pemanas	0.18 kW
• Stir bar	PTFE
• Kontrol	
• Operasi Kontinu	Ya
• Mode Pengaturan	Skala
• Mode Tampilan Kecepatan	Skala
• Timer	Tidak
• Fungsi Operasi	Tidak
• Sensor Suhu	Tidak
• Spesifikasi	
• Ukuran Eksterior (W × L × H)	200×120×90 mm
• Ukuran Kemasan (W × L × H)	250×180×120 mm
• Ukuran Plate	120×120 mm
• Beban Plate	3Kg
• Catu Daya (50/60Hz)	110V or 220V
• Berat Bersih/Kotor	1.9/3 kg