

# ENVILIFE CB-3DMS

## Magnetic Mixing Equipment with Heating

### KARAKTERISTIK

- Daya pemanas dan kecepatan pengadukan dapat diatur secara bertahap (stepless)
- Dilengkapi rak termometer yang dapat disesuaikan, batang stainless steel, dan stir bar
- Pelat Aluminium & Kontroler tampilan digital



### SPESIFIKASI

• Function	
• Volume Maksimum	5000 ml
• Kecepatan	100~2000 rpm
• Waktu Kerja	Kontinu
• Putaran Minimum	100 rpm
• Suhu Maksimum	380°C
• Struktur	
• Eksterior	Aluminium cor, permukaan spray coating
• Material Plate	Aluminium
• Mode Penggerak	Motor
• Daya Motor	20 W
• Daya Pemanas	0.5 kW
• Stir bar	PTFE
• Kontrol	
• Operasi Kontinu	Ya
• Mode Pengaturan	Skala
• Mode Tampilan Kecepatan	Skala
• Timer	Tidak
• Fungsi Operasi	Tidak
• Sensor Suhu	Ya
• Spesifikasi	
• Ukuran Eksterior (W × L × H)	265×185×190 mm
• Ukuran Kemasan (W × L × H)	280×210×220 mm
• Beban Plate	170×170 mm
• Beban Plate	10KG
• Catu Daya (50/60Hz)	110V or 220V
• Berat Bersih/Kotor	2.2/3.4 kg