


## Pengaduk magnetik berbahan keramik dengan pemanas



### Features

- Desain casing dan penutup yang diperpanjang mencegah kebocoran
- Pemanasan dan pengadukan dapat dilakukan secara bersamaan

### SPECIFICATIONS

• Mode	Pemanasan dan pengadukan
• Fungsi	
• Volume Maksimum	5000 ml
• Kecepatan	200 – 2000 rpm
• Waktu Kerja	Kontinu
• Putaran Minimum	200 rpm
• Suhu Maksimum	380°C
• Struktur	
• Eksterior	Pelat besi las dengan permukaan spray coating
• Plate Pemanas	Berlapis keramik
• Mode Penggerak	Motor
• Daya Motor	20 W
• Daya Pemanas	0.6 kW
• Stir bar	PTFE
• Kontrol	
• Operasi Kontinu	Ya
• Mode Pengaturan	Skala
• Mode Tampilan Kecepatan	Skala
• Timer	Tidak
• Fungsi Operasi	Tidak
• Sensor	Tidak
• Specification	
• Ukuran Eksterior (W × L × H)	320×190×125 mm
• Ukuran Kemasan (W × L × H)	390×240×230 mm
• Ukuran Plate	190×190 mm
• Beban Plate	10 Kg
• Catu Daya (50/60Hz)	110V or 220V
• Berat Bersih/Kotor	5/6 kg