


ENVILIFE

CB-5GHP

Hot Plate Grafit Seri Terbaru



Fitur

- Berbahan aluminium atau grafit dengan suhu permukaan yang merata
- Pemanasan cepat dan merata
- Tampilan digital yang menunjukkan suhu hot plate dengan jelas

SPESIFIKASI

• Waktu kerja	Kontinu
• Suhu maksimum	400°C
• Struktur	
• Cangkang luar	Pelat besi las dengan permukaan finishing spray
• Hot Plate	Pelat grafit
• Daya Pemanas	1800W
• Kontrol	
• Metode pengaturan	Digital
• Timer	Digital
• Sensor suhu	Tipe K
• Akurasi suhu	±1%
• Keseragaman suhu pelat	±10%
• Detail Spesifikasi	
• Ukuran luar (P×L×T)	340×370×220 mm
• Ukuran kemasan (P×L×T)	550×410×270 mm
• Ukuran pelat	300×300 mm
• Beban maksimum	20Kg
• Catu daya (50/60Hz)	220V
• Berat bersih/kotor	12 /13.5 Kg