

Pengaduk Magnetik Empat Baris



Fitur

- 4 unit hotplate stainless steel dapat bekerja bersamaan atau terpisah.
- Kecepatan pengadukan dapat diatur secara bertahap

SPESIFIKASI

• Fungsi	
• Kapasitas Maksimum	1000ml×4
• Kecepatan	100 – 2000 rpm
• Waktu Operasi	Kontinu
• Putaran Minimum	100 rpm
• Struktur	
• Bagian luar	Pelat baja dengan finishing spray + pelat stainless steel
• Mode penggerak	Motor
• Daya motor	0.01 kW
• Kontrol	
• Operasi kontinu	Ya
• Mode pengaturan	Skala
• Mode tampilan kecepatan	Skala
• Timer	Tidak ada
• Fungsi operasi	Tidak ada
• Spesifikasi Fisik	
• Ukuran luar (P × L × T)	300 × 270 × 80 mm
• Ukuran kemasan (P × L × T)	340 × 310 × 110 mm
• Ukuran pelat	300 × 250 mm
• Beban pelat	5 Kg
• Catu daya (50/60Hz)	110V or 220V
• Berat bersih / berat kotor	3/3.6 Kg