



CB-I98ECHM-50

Heating Mantle Kontrol Elektronik

Mode pengaturan suhu elektronik dengan karakteristik pengaturan kecepatan tanpa tingkat (stepless adjustable), pemanasan umum hingga 450°C.

SPESIFIKASI

• Fungsi	
• Kapasitas	50 ml
• Mode Pemanasan	Konduksi panas permukaan
• Suhu Maksimum Permukaan	450°C
• Struktur	
• Elemen Pemanas	Kawat nichrome
• Cangkang (Lapisan Isolasi)	Katun aluminium silikat berkualitas tinggi
• Daya Pemanas	0.08 kW
• Kontroler	
• Mode Kerja	Kontinu
• Spesifikasi Teknis	
• Ukuran Eksterior (W×L×H)	Ø 220×165 mm
• Ukuran Kemasan (W×L×H)	230×230×195 mm
• Tegangan	100 – 120V atau 200 – 240V
• Berat Bersih	2.5 Kg
• Berat Kotor	2.8 Kg