

CB-II2MMS

Mini Magnetic Stirrer



Fitur

- Casing menggunakan material plastik penuh (ABS), ringan dan tahan lama.
- Mencampur dengan lancar dan cepat, kecepatan pengadukan dapat disesuaikan tanpa batas.

Spesifikasi

• Mode	Dengan lampu
• fUNGSI	
• Volume Maksimum	1000 ml
• Kecepatan	100 – 500 or 100 – 2000 rpm
• Waktu Operasi	Kontinu
• Putaran Minimum	100 rpm
• Struktur	
• Material Eksterior	Plastik
• Ukuran Pelat	120mm
• Mode Penggerak	Motor
• Daya Motor	0.01 kW
• Controller	
• Operasi Kontinu	Ya
• Mode Pengaturan	Skala
• Mode Tampilan Kecepatan	Skala
• Timer	Tidak
• Fungsi Operasi	Tidak
• Sensor	PT100
• Spesifikasi teknis	
• Ukuran Eksterior (W×L×H)	Φ130×60 mm
• Ukuran Kemasan (W×L×H)	210×170×88 mm
• Ukuran Pelat	Φ 120 mm
• Catu Daya (50/60Hz)	110V or 240V
• Berat Bersih/Kotor	0.6/0.7 kg