



# CB-II60S

## Pengaduk mekanis kapasitas besar

### Fitur

- Penahan kepala (head restraints) berbahan stainless steel, lebih tahan lama
- Model tampilan digital, pengadukan memiliki tiga mode: Putaran maju (Forward), Putaran mundur (Reverse), Putaran maju dan mundur bergantian (Alternating)
- Tipe digital menggunakan motor brushless (tanpa sikat).

### SPESIFIKASI

• Fungsi	
• Kapasitas maksimum	20 L
• Display	-
• Kecepatan	100-2500 rpm
• Waktu operasi	Kontinu
• Putaran minimum	100 rpm
• Struktur	
• Bagian luar	Cangkang plastik
• Mode penggerak	Motor
• Daya motor	0.06 kW
• Kontrol	
• Operasi kontinu	Ya
• Mode pengaturan	Skala
• Mode tampilan kecepatan	Skala
• Timer	Tidak ada
• Fungsi operasi	Tidak ada
• Spesifikasi Fisik	
• Ukuran luar (P × L × T)	115 × 95 × 240 mm
• Ukuran kemasan (P × L × T)	400 × 250 × 210 mm
• Ukuran pelat	200 × 300 mm
• Beban pelat	50 Kg
• Catu daya (50/60Hz)	110V – 220V
• Berat bersih / berat kotor	5/6 kg