

CB-II98DDHM-50

Heating Mantle dengan Tampilan Digital



FITUR

- Kontrol temperatur PID layar tunggal. Pemanasan cepat, distribusi suhu merata, dan kontrol temperatur dengan presisi tinggi.
- Tersedia dalam beberapa tipe/baris produksi sesuai permintaan pelanggan, desain menarik, mudah dioperasikan, dan efisien.
- Sensor suhu PT100, dengan rak sensor yang dapat disesuaikan dan batang baja tahan karat.

SPESIFIKASI

• Fungsi	
• Kapasitas	50 ml
• Mode Pemanasan	Konduksi panas permukaan
• Suhu Maksimum Permukaan	450°C
• Rentang Kontrol Temperatur	RT+20 – 250°C
• Struktur	
• Elemen Pemanas	Kawat nichrome
• Casing (Lapisan Isolasi)	Katun aluminium silikat berkualitas tinggi
• Daya Pemanas	0.08 kW
• Kontroler	
• Mode Kerja	Kontinu
• Spesifikasi Teknis	
• Ukuran Eksterior (W×L×H)	Ø 220×165 mm
• Ukuran Kemasan (W×L×H)	230×230×195 mm
• Tegangan	100 – 120V or 200 – 240V
• Berat Bersih	2.5 Kg
• Berat Kotor	2.8 Kg