



CB-II98MSHM-50

Heating Mantel Pengaduk Magnetik

Pemanasan dan pengadukan dapat digunakan secara bersamaan, kecepatan dapat disesuaikan tanpa batas. Dapat diatur hingga 450°C untuk peralatan pemanas umum.

SPESIFIKASI

• Fungsi	
• Kapasitas	50 ml
• Mode Pemanasan	Konduksi panas permukaan
• Suhu Maksimum Permukaan	450°C
• Rentang Kecepatan	0 – 1600rpm
• Struktur	
• Elemen Pemanas	Kawat nichrome
• Batang Pengaduk	PTFE
• Casing (Lapisan Isolasi)	Katun aluminium silikat berkualitas tinggi
• Daya Motor	0.01 kW
• Daya Pemanas	0.08 kW
• Kontroler	
• Mode Kerja	Kontinu
• Spesifikasi teknis	
• Ukuran Eksterior (W×L×H)	Ø 220×165 mm
• Ukuran Kemasan (W×L×H)	230×230×195 mm
• Tegangan	100 – 120V or 200 – 240V
• Berat Bersih	2.5 Kg
• Berat Kotor	2.8 Kg