

ENVILIFE

CB-III98DMSHM-50

Heating Mantle Digital dengan Pengaduk Magnetik

HEATING MANTLE



FITUR

- Kontrol suhu PID dengan layar tunggal
- Pemanasan dan pengadukan dapat digunakan secara bersamaan, kecepatan dapat disesuaikan tanpa batas.
- Sensor suhu PT100, dilengkapi rak sensor yang dapat disesuaikan serta batang stainless steel

SPESIFIKASI

• Fungsi	
• Kapasitas	50 ml
• Mode pemanasan	Konduksi panas permukaan
• Suhu maksimum permukaan	450°C
• Rentang kontrol suhu	RT+20 – 250°C
• Rentang kecepatan	0 – 1600 rpm
• Struktur	
• Elemen pemanas	Kawat Nichrome
• Stir bar	PTFE
• Cangkang / lapisan insulasi	Kapas aluminium silikat berkualitas tinggi
• Daya motor	0.01kW
• Daya pemanas	0.08 kW
• Kontrol	
• Mode kerja	Kontinu
• Spesifikasi Fisik	
• Ukuran luar (Ø × T)	Ø 220×165 mm
• Ukuran kemasan (P × L × T)	230×230×195 mm
• Tegangan	100 – 120 V atau 200 – 240V
• Berat bersih	2.5 Kg
• Berat kotor	2.8 Kg