

ENVILIFE

CB-IVSRMSHM-2-100

Mantel Pemanas Pengaduk Magnetik Multi Baris



FITUR

- Mode pemanasan dengan pengaturan suhu elektronik
- Peralatan pemanas dan pengaduk umum hingga suhu 450°C

SPESIFIKASI

• Mode	Pemanasan
• Fungsi	
• Kapasitas	2 × 100 ml
• Mode Pemanasan	Konduksi panas permukaan
• Suhu Maksimum Permukaan	450°C
• Rentang Kontrol Suhu	RT+20 – 250°C
• Rentang Kecepatan	–
• Struktur	
• Elemen Pemanas	Kawat paduan nikel kromium
• Batang Pengaduk	–
• Cangkang Luar	Plat baja canai dingin dengan permukaan spray coating
• Daya Motor	–
• Daya Pemanas	2 × 0.1 kW
• Kontroler	
• Mode Kerja	Kontinu
• Spesifikasi Fisik	
• Ukuran Eksterior	280×140×160 mm
• Ukuran Kemasan	320×180×190 mm
• Tegangan	100 – 120 V atau 200 – 240 V
• Berat Bersih	4 Kg
• Berat Kotor	5 Kg