

ENVILIFE

CB-IVSRMSHM-6-100

Mantel Pemanas Pengaduk Magnetik Multi Baris



FITUR

- Mode pemanasan dengan pengaturan suhu elektronik
- Peralatan pemanas dan pengaduk umum hingga suhu 450°C

SPESIFIKASI

• Mode	Pemanasan
• Fungsi	
• Kapasitas	6 × 100 ml
• Mode Pemanasan	Konduksi panas permukaan
• Suhu Maksimum Permukaan	450°C
• Rentang Kontrol Suhu	RT+20 – 250°C
• Rentang Kecepatan	–
• Struktur	
• Elemen Pemanas	Kawat paduan nikel kromium
• Batang Pengaduk	–
• Cangkang Luar	Plat baja canai dingin dengan permukaan spray coating
• Daya Motor	–
• Daya Pemanas	6 × 0.1 kW
• Kontroler	
• Mode Kerja	Kontinu
• Spesifikasi Fisik	
• Ukuran Eksterior	820×140×160 mm
• Ukuran Kemasan	860×180×190 mm
• Tegangan	200 – 240 V
• Berat Bersih	12 Kg
• Berat Kotor	15 Kg

HEATING MANTLE