

CB-SV-721

VISIBLE SPECTROPHOTOMETER

CHARACTERISTICS

- Desain sinar model baru dan tampilan raster 1200/mm model baru, pastikan cahaya hamburan rendah dan cahaya monokromatik bagus.
- Dengan mengadopsi SCM, pengaturan 0% T dan 100% T menjadi sangat mudah.
- Dua metode pengukuran utama, T, A, C, F, untuk pengoperasian lebih mudah.
- Layar LCD 32 inci, ruang sampel besar dapat memperluas fungsi alat.



PARAMETER TEKNIS UTAMA

▪ Rentang Panjang Gelombang	325-1050nm
▪ Akurasi Panjang Gelombang	±2nm
▪ Reprodusibilitas Panjang Gelombang	1nm
▪ Bandwidth Spektral	4nm
▪ Akurasi Fotometrik	≤±0.6%T
▪ Reprodusibilitas Fotometrik	0.3%T
▪ Stray light	<0.3%T
▪ Mode Tampilan	3*LCD
▪ Mode Operasi	Manual
▪ Stabilitas	0,004 A/jam (500 nm, setelah pemanasan 1 jam)
▪ Jarak Optik	50mm
▪ Dudukan Kuvet	50mm
▪ Catatan	-
▪ Aksesori Opsional	Berbagai jenis rak sel/kuvet, pengontrol sampel, pengontrol suhu, dan lainnya