

ENVILIFE

CB-VSRMSHM-2-250

Mantel Pemanas Pengaduk Magnetik Multi Baris



FITUR

- Mode pemanasan dengan pengaturan suhu elektronik.
- Pemanasan dan pengadukan dapat dilakukan secara bersamaan; pengaturan kecepatan tanpa tingkat (stepless).
- Peralatan pemanas dan pengaduk umum hingga 450°C.

SPESIFIKASI

• Mode	Pemanasan dan Pengadukan.
• Fungsi	
• Kapasitas	2 × 250 ml
• Mode Pemanasan	Konduksi panas permukaan
• Suhu Maksimum Permukaan	450°C
• Rentang Kontrol Suhu	RT+20 – 250°C
• Rentang Kecepatan	0 – 1600rpm
• Struktur	
• Elemen Pemanas	Kawat paduan nikel kromium
• Batang Pengaduk	PTFE
• Cangkang Luar	Plat baja canai dingin dengan permukaan spray coating
• Daya Motor	0.01 kW
• Daya Pemanas	2 × 0.15 kW
• Kontroler	
• Mode Kerja	Kontinu
• Spesifikasi Fisik	
• Ukuran Eksterior	320×160×170 mm
• Ukuran Kemasan	360×190×200 mm
• Tegangan	200 – 240 V
• Berat Bersih	4 Kg
• Berat Kotor	5 Kg