

# ENVILIFE TWCLB1280

Hotplate Pengaduk Magnetik



## Gambaran Produk

TWCLB1280 digunakan untuk mengaduk cairan guna mempercepat reaksi atau meningkatkan kualitas campuran.

## Parameter Teknis Produk

	Spesifikasi
Dimensi Pelat Atas	280 × 280 mm
Material Pelat Atas	Keramik hitam atau keramik putih
Kontrol Temperatur	Kontrol otomatis PID dengan tampilan LED saat beroperasi
Rentang Temperatur Pemanasan	Suhu ruang hingga 400°C
Akurasi Temperatur	± 5°C
Suhu Lingkungan yang Diizinkan	Suhu ruang hingga 40°C
Tegangan	110 – 240 V
Daya	450 W
Catu Daya Motor	16W, DC20V
Daya Mesin	800 W
Kapasitas Labu Pengaduk	50 – 15000 mL
Dimensi Keseluruhan	500 × 420 × 270 mm
Dimensi Kemasan	550 × 450 × 290 mm
Berat Pengiriman	9.5 kg
Material Casing	Logam berkualitas tinggi