

ENVILIFE

CB-10UCDMWTH

Ultrasonic Cleaner Digital Model,
With Timer And Heater

FEATURES

- Menggunakan air keran biasa, alkohol, atau pelarut sebagai media pembersih.
- Transduser berdaya tinggi memberikan efek pembersihan yang signifikan dan memungkinkan pengamatan secara makroskopis.
- Setelah dibersihkan, objek menjadi lebih bersih dan berkilau.
- Kontrol digital LCD dengan pengaturan waktu pengoperasian.
- Cangkang, bak, dan penutup berbahan stainless steel memberikan kesan lebih mewah.
- Sifat tahan airnya telah ditingkatkan secara signifikan, sehingga produk lebih aman dan lebih tahan lama.
- Dilengkapi sistem suhu konstan dengan pemanas.
- Keranjang pembersih ultrasonik berbahan stainless steel (opsional).



SPESIFIKASI

• Frekuensi	40KHz
• Transduser	1 pcs
• Kapasitas	2L
• Ukuran tangki	150×135×100 mm
• Ukuran unit	175×160×210 mm
• Daya pemanas	150 W
• Daya ultrasonik	80 W
• Timer	0 – 30 menit
• Pemanas	RT – 80°C
• Berat bersih / kotor	2.4/2.9 Kg

ULTRASONIC CLEANER