

ENVILIFE

CB-L35VPSS

Vertical Pressure Steam Sterilizer

FITUR

- Struktur berbahan full stainless steel high-alloy
- Layar digital untuk menampilkan status kerja dengan pengoperasian melalui tombol
- Kontrol manual atau semiotomatis
- Pembuangan udara dingin dan uap secara otomatis setelah proses sterilisasi
- Pemutusan otomatis disertai bunyi peringatan setelah proses sterilisasi selesai
- Sistem perlindungan terhadap kondisi tidak normal
- Elemen pemanas otomatis mati ketika level air berkurang
- Penutup bagian atas terkunci selama alat beroperasi
- Sistem penguncian mencegah alat mulai beroperasi saat penutup terbuka
- Sensor perlindungan pemanas
- Pengendalian tekanan dan level air
- Dilengkapi dua keranjang sterilisasi berbahan stainless steel
- Mudah dioperasikan, aman, dan andal
- Sistem pengeringan bersifat opsional dan dapat dipasang sesuai permintaan pelanggan



SPECIFICATIONS

• Kapasitas	35L (Φ318 × 450 mm)
• Suhu kerja maksimum	134°C
• Tekanan kerja maksimum	0.22 Mpa
• Rentang suhu	105 – 134°C
• Timer	0–99 menit atau 0–99 jam 59 menit
• Rata-rata panas	≤±1°C
• Daya	2.5KW/AC220V.50HZ
• Ukuran luar	480×460×850 mm
• Ukuran kemasan	570×550×970 mm
• Berat kotor / bersih	56/42 Kg