

CB-1BCII

Vacuum Drying Oven

FITUR

- Menggunakan pelat baja tahan karat berkualitas tinggi
- Dilengkapi port udara dan seal silikon tahan panas dengan kedapdan tinggi.
- Jendela observasi ganda: Bagian dalam menggunakan kaca tahan ledakan, Bagian luar dilapisi pelindung resin, sehingga lebih aman
- Pegangan baru tahan panas

SPESIFIKASI

• Metode pemanasan	Konduksi panas empat sisi dengan sistem vakum
• Fungsi	
• Rentang suhu	RT+10 – 250°C
• Tingkat vakum efektif	<133Pa
• Rasio resolusi suhu	0.1°C
• Pergerakan Suhu	±1°C
• Waktu pemanasan	80 min
• Struktur	
• Ruang dalam	Baja hairline tahan karat kualitas tinggi
• lapisan luar	Baja canai dingin dengan pelapisan elektrostatis
• Lapisan isolasi	Serat aluminium silikat
• Elemen pemanas	Tabung pemanas listrik berbahan stainless steel
• Jendela observasi	Kaca anti peluru dengan pelindung akrilik luar
• Vacuum Meter	Tipe jarum, kelas akurasi 2.5
• Diameter nozzle	10 mm
• Daya pemanas	0.8 kW
• Pengontrol	
• Metode kontrol suhu:	PID cerdas dua zona suhu
• Mode pengaturan suhu	Tombol sentuh
• Mode tampilan suhu	Suhu terukur ditampilkan pada empat digit di baris atas; pengaturan suhu ditampilkan pada baris bawah.
• Timer	0 – 9999min (with timing wait function)
• Fungsi operasi	Pengoperasian suhu tetap, fungsi pengaturan waktu, berhenti otomatis.
• Fungsi tambahan	Koreksi deviasi sensor, penyetelan otomatis overshoot suhu, penguncian parameter internal, dan penyimpanan parameter saat listrik mati.
• Sensor	PT100
• Sistem Keamanan	Alarm suara dan lampu untuk perlindungan suhu berlebih
• Dimensi & Kapasitas	
• Ukuran ruang dalam	300×300×270 mm
• Ukuran luar	480×480×606 mm
• Ukuran kemasan	590×550×750 mm
• Volume ruang	24L
• Jumlah rak maksimum	4
• Beban per rak	15 Kg
• Jarak antar rak	40mm
• Catu daya (50/60HZ)	AC220V/3.6A
• Berat bersih / kotor	42/52 Kg
• Aksesori Standar	
• Rak	2 unit
• Penyangga rak	4 unit

